



KANGJI

ELECTRODOS ELECTROQUIRÚRGICOS Desechable

Instrumentos Monopolares Desechables
Instrumentos Bipolares Desechables

Corte / Disección / Agarre / Coagulación

Los instrumentos laparoscópicos de Kangji son estériles, de uso para un solo paciente, diseñados para cortar, agarrar, diseccionar y coagular tejido seleccionado en cirugía laparoscópica.

ELECTRO- COAGULACIÓN

KANGJI

Instrumentos Monopolares Desechables	02
Instrumentos Monopolares Reutilizables (Eje Desechable + Mango Reutilizable)	04
Instrumentos Bipolares Desechables	06
Pinzas Bipolares Desechables Con Corte	07
Electrodo De Alta Frecuencia Monopolar Desechable	08/09

Instrumentos Monopolares Desechables

- Mango ergonómico para un control fácil y cómodo
- Perillas de rotación codificadas por color para diferenciar rápidamente la configuración de las mandíbulas
- Rotación por dedo a 360°
- Están disponibles tamaños de 330mm y 450mm para cirugías regulares y bariátricas



106Y.201



106Y.203



107Y.201



108Y.201



108Y.202



108Y.203



108Y.204



108Y.205



108Y.206



108Y.207



108Y.208




Instrumentos Monopolares Desechables

Producto	Descripción	Código 5*330mm	Código 5*450mm	Con Trinquete	Unidad /Caja	Color del Rotador
Instrumentos Monopolares Desechables	Tijera Metzenbaum Curva, Alta -aislamiento (17 mm), doble acción	106Y.201	106Y.202	N	12	
	Mini-Metzenbaum Tijera Curva, Alta -Aislamiento, Hoja Corta (12 mm), doble acción	106Y.203	106Y.204	N	12	
	Pinzas de Disección Maryland (19 mm), doble acción	107Y.201	107Y.211	N	12	
	Pinzas de Agarre Endo Clinch (22 mm), Fenestradas, doble acción	108Y.201	108Y.211	Y	12	
	Pinzas de Agarre Johann (17 mm), Fenestradas, doble acción	108Y.202	108Y.212	Y	12	
	Pinzas de Agarre Allis (17 mm), doble acción	108Y.203	108Y.213	Y	12	
	Pinzas de Agarre Babcock (21 mm), Fenestradas, doble acción	108Y.204	108Y.214	Y	12	
	Pinzas de Agarre Roma Atraumática (19 mm), doble acción	108Y.205	108Y.215	Y	12	
	Pinzas de Agarre Johann, Largas (22 mm), Fenestradas, doble acción	108Y.206	108Y.216	Y	12	
	Pinzas de Agarre Intestinal (35 mm), Fenestradas, doble acción	108Y.207	108Y.217	Y	12	
	Pinzas de Agarre Croce Olmi (22 mm), acción simple	108Y.208	108Y.218	Y	12	

Instrumentos Monopolares Reutilizables (eje desechable + mango reutilizable)

- Eje desechable y mango reutilizable proporcionan requisitos mínimos de limpieza y ahorro de costos
- Fácil montaje y desmontaje del eje y el mango
- Perfectamente compatible con el mango reutilizable, el mango puede tener o no trinquete



101F.001A



101F.002A



101F.002B



106Y.401



106Y.404



107Y.401



108Y.401



108Y.402



108Y.403



108Y.404



108Y.405



108Y.406




108Y.419



108Y.421



Instrumentos Monopolares Reutilizables (eje desechable + mango reutilizable)



Producto	Descripción	Código 5*330mm	Código 5*450mm	Unidad /Caja	Color del Rotador
Eje Monopolar Desechable	Tijera Metzenbaum Curva, Alta -aislamiento (17 mm), doble acción	106Y.401	106Y.403	10	
	Tijera Mini Metzenbaum curva, Alta -aislamiento, Cuchilla Corta (12 mm), doble acción	106Y.404	106Y.406	10	
	Pinzas de disección Maryland (19 mm), doble acción	107Y.401	107Y.403	10	
	Pinzas de Agarre Endo Clinch (22 mm), Fenestradas, doble acción	108Y.401	108Y.413	10	
	Pinzas de Agarre Johann (17 mm), Fenestradas, doble acción	108Y.402	108Y.414	10	
	Pinzas de Agarre Allis (17 mm), doble acción	108Y.403	108Y.415	10	
	Pinzas de Agarre Babcock (21 mm), Fenestradas, doble acción	108Y.404	108Y.416	10	
	Pinzas de Agarre Roma Atraumática (19 mm), doble acción	108Y.405	108Y.417	10	
	Pinzas de Agarre Johann, largas (22 mm), Fenestradas, doble acción	108Y.406	108Y.418	10	
	Pinzas de Agarre Intestinal (35 mm), Fenestradas, doble acción	108Y.421	108Y.424	10	
Mango Reutilizable	Pinzas de Agarre Croce Olmi (22 mm), acción single	108Y.419	108Y.423	10	
	Mango sin Trinquete	101F.001A		/	/
	Mango con Trinquete Central	101F.002A		/	/
	Mango con Trinquete del fondo	101F.002B		/	/

Disposable Bipolar Instruments

- Pinzas
- Bipolares
- Desechables



Producto	Descripción	Código 5*330mm	Longitud de Punta(mm)	Ángulo De Apertura De La Mandíbula	Unidad/Caja
Pinzas Bipolares Desechables	Pinzas de Agarre Bipolares Rectas, doble acción	109Y.201	17	40°	12
	Pinzas de Disección Bipolares Curvas, doble acción	109Y.202	16	40°	12
	Pinzas de Agarre Bipolares Rectas, acción single	109Y.208	17	40°	12
	Pinzas de Disección Bipolares Curvas , acción single	109Y.209	16	40°	12

Pinzas Bipolares Desechables con Corte


- Coagulación Bipolar
- Fuerte Agarre
- Disección de Tejido con Corte (Cuchilla)
- Mecanismo de Bloqueo con Trinquete
- Apertura de Mandíbula de 15° para Vasos de Hasta 4 mm



Producto	Descripción	Código	Unidad/Caja
Pinzas Bipolares Desechables	Punta recta con corte, 5*330mm	109Y.601	1

Electrodo Monopolar de Alta Frecuencia Desechable

- Mango ergonómico y ligero para una disección de tejido controlada y precisa
- Eje completamente aislado de 330 mm con revestimiento de Teflon para máxima aislamiento y seguridad




Producto	Descripción	Código 5*330mm	Unidad/Caja
Electrodo Monopolar de Alta Frecuencia	Gancho en forma de L, sin cable	110Y.101	10
	Gancho en forma de L, con cable	110Y.201	10
	Gancho controlado a mano	110Y.111	10

Electrodo Monopolar de Alta Frecuencia Desechable

- Mango ergonómico que garantiza comodidad y fácil control durante la operación
- La succión de humo proporciona un campo visual claro de operación y asegura una operación más segura



Producto	Descripción	Código	Unidad/Caja
Electrodo Monopolar de Alta Frecuencia Desechable	Gancho con succión de humo	110Y.401	12



Producto	Descripción	Código	Unidad/Caja
Electrodo Monopolar de Alta Frecuencia Desechable	Espátula con succión de humo,5*330mm	110Y.502	6

KANGJI

Hangzhou Kangji Medical Instrument Co., Ltd.

Código de stock: 9997.hk

Dirección | No.1668 Chunjiang East Rd. Zona de Desarrollo Económico,
Tonglu, Hangzhou, Zhejiang 311501, China.

WhatsApp | +86 18106539198

Correo electrónico | inquiry@kangji.com

Sitio web | <https://www.kangjimed.com> <https://www.kangjimd.com>

